




การออกแบบชุดตรวจหาความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ ด้วยเทคโนโลยี MassARRAY

ข้อมูลโดย ดร.กิตติพงษ์ ใจสมุทร

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease: AD) เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมทั่วโลก แม้ว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะมีผล แต่ "ปัจจัยทางพันธุกรรม" มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำหนดความเสี่ยงและการดำเนินของโรค โดยเฉพาะยีน *APOE* และยีนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ การตรวจวิเคราะห์ SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) และรูปแบบการเติมหมู่เมทิลบนดีเอ็นเอ (DNA Methylation) จึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิจัยเชิงลึกและการพัฒนายาแบบแม่นยำ (Precision Medicine)



ภาพ 1 วิลเลียม อุเทอร์โมเลน (William Utermohlen) กับภาพสะท้อนของอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์ไม่ได้ทำลายแค่เซลล์สมอง แต่มันเปลี่ยนแปลง การรับรู้ (Perception) และ ความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) ของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง

พันธุศาสตร์ของโรคอัลไซเมอร์: จากปัจจัยกำหนดสู่คะแนนความเสี่ยง

ความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heritability) ของโรคอัลไซเมอร์นั้นสูงถึง 60–80% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารหัสพันธุกรรมเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่ง โดยเราสามารถแบ่งลักษณะทางพันธุกรรมออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

- อัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเป็นเร็ว (Early-Onset AD: EOAD)**
เป็นรูปแบบที่พบได้น้อย (ประมาณ 5% ของผู้ป่วยทั้งหมด) แต่มักมีความรุนแรงและถ่ายทอดในครอบครัวอย่างชัดเจน
ความสำคัญทางการแพทย์: หากตรวจพบการกลายพันธุ์ในยีนเหล่านี้ มักจะยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นจะพัฒนาเป็นโรคอัลไซเมอร์แน่นอน (Highly penetrant)
- อัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเป็นช้า (Late-Onset AD: LOAD)**
เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด (คนส่วนใหญ่ที่เป็น AD) และมีลักษณะเป็น "Polygenic" คือเกิดจากตัวแปรทางพันธุกรรมหลายจุดร่วมกัน
ความสำคัญทางการแพทย์: การใช้ MassARRAY

ตรวจสอบหลายๆ จุด พร้อมกันช่วยในการคำนวณ Polygenic Risk Score (PRS) เพื่อประเมินความเสี่ยงรายบุคคลได้แม่นยำขึ้น

ตาราง 1 เปรียบเทียบ อัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเป็นเร็วและอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเป็นช้า

คุณลักษณะ	Early-Onset (EOAD)	Late-Onset (LOAD)
ความถี่ที่พบ	< 5% (หายาก)	> 95% (พบบ่อย)
ยีนหลัก	<i>APP</i> , <i>PSEN1</i> , <i>PSEN2</i>	<i>APOE</i> (ϵ 4), <i>MTHFR</i> , GWAS SNPs
รูปแบบการเกิดโรค	Single Mutation (Determinative)	Polygenic (Risk Factors)
ความซับซ้อน	ต่ำ (พันธุกรรมเป็นหลัก)	สูง (พันธุกรรม + สิ่งแวดล้อม)
บทบาทของ MassARRAY	ตรวจสอบ Rare Variants เฉพาะจุด	ตรวจสอบ Multiple SNPs เพื่อหาคะแนนความเสี่ยง (PRS)

ตาราง 2 ตำแหน่งพันธุกรรม (Genetic loci) ที่มีความสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์ในชาวเอเชียตะวันออก

Table 2 | Genetic loci reported with a P value of $\leq 10^{-5}$ by GWAS or WGS studies in East Asian populations

SNP	Position (hg38)	Closest gene	Minor allele	MAF	Ref.
Japan					
rs4598682	11:121505242	<i>SORL1</i> ^a	G	0.192	207
rs1992269	18:1872316	<i>ENSG00000266602</i>	T	0.018	116
rs802571	7:146265094	<i>CNTNAP2</i> ^{a,b}	G	0.029	
rs11613092	12:118455443	<i>SUDS3</i>	T	0.1367	
rs920608	4:76217307	<i>FAM47E/SCARB2</i>	C	0.044	120
China					
rs72713460	14:54830325	<i>GCH1</i>	T	0.134	121
rs2591054	15:57320212	<i>LINC01413</i>	T	0.246	
rs73052335	19:44916825	<i>APOC1/APOE</i>	C	0.092	
rs928771	21:38291838	<i>KCNJ15</i>	G	0.154	117
rs3777215	5:95786296	<i>RHOBTB3/GLRX</i>	A	0.168	
rs6859823	5:106218683	<i>ENSG00000252337</i>	T	0.369	
rs234434	14:97354683	<i>LINC02325</i>	G	0.237	
rs2255835	21:18119346	<i>CHODL</i>	C	0.321	
South Korea					
rs1890078	10:107218478	<i>SORCS1</i>	C	0.064	119
rs12594991	15:92973197	<i>CHD2</i>	A	0.141	
rs189753894	19:13513675	<i>CACNA1A</i>	A	0.359	
rs2280575	3:66492439	<i>LRIG1</i>	G	0.059	

A P value cut-off of $\leq 10^{-5}$ indicates loci suggestive of genome-wide significance. GWAS, genome-wide association study; hg38, Genome Reference Consortium Human Reference³²; MAF, minor allele frequency; SNP, single nucleotide polymorphism; WGS, whole-genome sequencing. ^aLocus is also observed in non-Hispanic white individuals. ^bVariants in *CNTNAP2* have also been reported to be associated with vascular dementia in individuals from Spain¹⁸.

ข้อมูลจากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งพันธุกรรม (Genetic loci) ที่มีความสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์ในชาวเอเชียตะวันออกนั้น มีความหลากหลาย และบางตำแหน่งอาจแตกต่างจากประชากรตะวันตก การศึกษาแบบ Genome-wide association studies (GWAS) และ Whole-genome sequencing (WGS) ได้ระบุตำแหน่ง SNP ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($P \leq 10^{-5}$) เราสามารถนำรายชื่อ SNP เหล่านี้มาสร้างเป็น Custom Panel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโรคในคนไทยได้ การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับโจทย์และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการศึกษารายโรคอัลไซเมอร์ (AD) ซึ่งมีทั้งยีนที่ทราบตำแหน่งแน่ชัดแล้ว (Known Variants) และยีนที่ยังรอการค้นพบ (Novel Variants) เราสามารถเปรียบเทียบเทคโนโลยีทั้ง 3 ทั้งสามชนิดที่สามารถนำมาใช้ในงานนี้ได้ดังนี้

1. Classical PCR (qPCR / Sanger Sequencing)

เมื่อไหร่ที่ควรใช้: เมื่อคุณต้องการตรวจแค่ "ยีนเดียว จุดเดียว" เช่น ตรวจเพื่อดูว่าคนไข้คนนี้มีอัลลีล APOE\epsilon4 หรือไม่ในงานคลินิกปกติ

ข้อจำกัด: หากต้องการตรวจ SNPs 20 จุดในคนไข้ 1,000 คน การทำ PCR ที่ละจุดจะใช้เวลาอย่างมากและเปลืองค่าสารเคมี (Reagent) มหาศาล

2. Next-Generation Sequencing (NGS)

เมื่อไหร่ที่ควรใช้: เหมาะสำหรับ "งานค้นพบ" (Discovery Phase) เช่น เรามักครอบครัวที่เป็นอัลไซเมอร์แบบถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Familial AD) แต่ตรวจไม่พบมิวเทชันในยีน APP, PSEN1, PSEN2 เรา ต้อง ใช้ NGS (Whole Exome Sequencing) เพื่อหาว่ามี "ยีนใหม่" ตัวไหนที่ทำให้ครอบครัวนี้เป็นโรค

ข้อจำกัด: ค่าใช้จ่ายต่อหัวยังสูง และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Bioinformatics) ซับซ้อนมาก ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

3. MassARRAY (The "Sweet Spot" for Validation)

เมื่อไหร่ที่ควรใช้: เหมาะสำหรับการทำ Large-scale Validation หรือ Polygenic Risk Score (PRS) สมมติเรามีรายชื่อยีนกลุ่มเสี่ยง AD อยู่ 30-40 SNPs (เช่น APOE, TREM2, ABCA7, BIN1) และต้องการตรวจในประชากรไทย 2,000-5,000 ตัวอย่างเพื่อให้ได้นัยสำคัญทางสถิติ MassARRAY จะคุ้มค่าที่สุดเพราะออกแบบ Panel ครึ่งเดียวแล้ว Run ได้รวดเร็ว ต้นทุนต่อตัวอย่างจะลดลง


ข้อดีในงาน AD: ระบบนี้สามารถสามารถตรวจวิเคราะห์ได้สูงสุด 40 genetic markers ในการทำ PCR เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งหลุม (Well) และยังสามารถปรับเปลี่ยน Panel ของยีนที่ต้องการตรวจได้ง่าย (Customizable) และประหยัดกว่า NGS สำหรับการตรวจเฉพาะจุด (Targeted Genotyping) ใช้ปริมาณ DNA เพียง 20-40 ng

หัวใจสำคัญของการใช้ Agena MassARRAY ในโรคอัลไซเมอร์ (AD) คือความสามารถในการรวมยีนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานระดับสากล เข้ากับยีนที่จำเพาะต่อประชากรในภูมิภาค เพื่อสร้างการประเมินความเสี่ยงที่มีความแม่นยำสูงสุด

หลักการการทำงานของเทคโนโลยี


MassARRAY® System

MassARRAY คือนวัตกรรมการวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบ Targeted Genotyping ประสิทธิภาพสูง ที่รวมความสามารถของเทคนิค Multiplex PCR เข้ากับความละเอียดระดับโมเลกุลของ MALDI-TOF Mass Spectrometry (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight) เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของลำดับเบสได้อย่างแม่นยำ หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการจำแนกความแตกต่างของสารพันธุกรรมผ่านการวัด "น้ำหนักมวลโมเลกุล" (Molecular Mass) โดยตรง เนื่องจากนิวคลีโอไทด์แต่ละชนิด (A, C, G, T) มีมวลที่จำเพาะตัว เมื่อเกิดการกลายพันธุ์ในระดับ Single Nucleotide Polymorphism (SNP) หรือการขาดหาย/เกินมาของลำดับเบส (Insertion/Deletion: InDel) มวลรวมของชิ้นส่วน DNA จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งระบบ MassARRAY สามารถตรวจจับความแตกต่างนี้ได้อย่างแม่นยำ



ภาพ 2 ความแตกต่างของมวลของสารพันธุกรรมสามารถตรวจจับได้โดยเทคโนโลยี MassARRAY

เทคโนโลยี MassARRAY® มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่เปลี่ยนข้อมูลซับซ้อนให้เป็นผลลัพธ์ที่เข้าใจง่ายโดยการแสดงผลในรูปแบบ Spectrum Plot (Peak Spectrum) ที่ระบุตำแหน่งการกลายพันธุ์ และยังมี User-Friendly Interface ไม่จำเป็นต้องเป็นเชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics ก็สามารถใช้งานได้



ภาพ 3 ความแตกต่างของมวลของสารพันธุกรรมสามารถตรวจจับได้โดยเทคโนโลยี MassARRAY

Alzheimer's Disease Risk Detection

บนแพลตฟอร์ม MassARRAY®

สามารถประยุกต์ใช้ MassARRAY® ในโรคอัลไซเมอร์ได้ดังนี้

A. การหาลักษณะทางพันธุกรรม (Genotyping)

การใช้ชุดตรวจ iPLEX® Pro เพื่อวิเคราะห์ยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก:

- APOE Genotyping: แยกแยะ Alleles $\epsilon 2$, $\epsilon 3$, $\epsilon 4$, ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดใน Late-onset AD
- Rare Variant Analysis: ตรวจสอบยีนอื่นๆ เช่น TREM2, ABCA7, SORL1 และ BIN1 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการจัดการขยะโปรตีนในสมอง
- Polygenic Risk Score (PRS): การรวมหลายๆ SNPs มาประเมินความเสี่ยงรวมรายบุคคล

B. การศึกษาด้านเอพิเจเนติกส์ (Epigenetics - DNA Methylation)

ด้วยซอฟต์แวร์ EpiTYPER® ระบบ MassARRAY สามารถตรวจวัดระดับการเติมหมู่เมทิลบน DNA (CpG sites) ในยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ เช่น ANK1\$ หรือ HOXA3 ซึ่งมักพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรกของโรค

C. เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics - PGx)

ตรวจสอบการตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษาอาการอัลไซเมอร์ เช่น ยากลุ่ม Cholinesterase inhibitors ผ่านการตรวจยีนกลุ่ม CYP450 เพื่อปรับขนาดความแรงของยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ตัวอย่างชุดตรวจหลักเพื่อการประเมินความเสี่ยง (Core Panel for Risk Assessment)

จากการคัดเลือก SNPs สำคัญ ระบบ MassARRAY สามารถตรวจวิเคราะห์ยีนพื้นฐานเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำในรันเดียว:

SNP Selection: Core Panel for Risk Assessment

Gene	rsID	Role
APOE	rs429358	Defines $\epsilon 4$ allele, significantly increases AD risk.
APOE	rs7412	Defines $\epsilon 2$ allele, associated with protective effects against AD.
MTHFR	rs1801133	Associated with reduced MTHFR enzyme activity, which plays a role in folate metabolism, potentially elevated homocysteine levels which increases risk of late-onset Alzheimer's disease (LOAD)
MTHFR	rs1801131	Additive effects on MTHFR function.

This core panel forms the foundation for targeted Alzheimer's disease risk detection.

ตาราง 3 ตัวอย่างตำแหน่งพันธุกรรมเป้าหมายที่มีผ่านการคัดเลือก (Target SNPs) ตรวจวิเคราะห์โรคอัลไซเมอร์ในคนไทย

- APOE(rs429358 & rs7412): ใช้สำหรับระบุอัลลีล $\epsilon 4$ (เพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ) และ $\epsilon 2$ (ปัจจัยป้องกันโรค)
 - MTHFR (rs1801133 & rs1801131): เกี่ยวข้องกับการลดลงของเอนไซม์ในกระบวนการเผาผลาญโฟเลต (Folate metabolism) ซึ่งส่งผลให้ระดับโฮโมซิสเทอีน (Homocysteine) สูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเป็นช้า (LOAD)
- ตารางที่ 4. ตัวอย่างการแปลผลยีน APOE (The APOE Haplotypes) และ ยีน MTHFR

Genetic Testing-What SNPs?

How are three ApoE variants determined by the two SNPs?

	rs429358	rs7412	Prognosis
ApoE $\epsilon 2$	T	T	uncommon; possible protection
ApoE $\epsilon 3$	T	C	most common; neutral role
ApoE $\epsilon 4$	C	C	20% in population; risk variant
Not Observed	C	T	

(1) What is the variant combination of people with the CT genotype at both SNPs?



RS. number	Reference Allele	Alternative Alleles
rs1801133	G	A
rs1801133	G	C
rs1801133	G	T
RS. number	Reference Allele	Alternative Alleles
rs1801131	T	A
rs1801131	T	C
rs1801131	T	G

ตัวอย่างการแปลผลยีน APOE (The APOE Haplotypes)

การหาฟีโนไทป์ของ APOE ($\epsilon 2$, $\epsilon 3$, $\epsilon 4$) ไม่ได้ดูจาก SNP เพียงจุดเดียว แต่ต้องดูความสัมพันธ์ของ SNPs 2 ตำแหน่งร่วมกัน คือ rs429358 และ rs7412 เช่น คนไข้ได้รับอัลลีลหนึ่งเป็น C-C (จากแม่) และอีกอัลลีลหนึ่งเป็น T-T (จากพ่อ) ผลรวมจีโนไทป์จะเป็น $\epsilon 2/\epsilon 4$ ซึ่งหมายถึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก $\epsilon 4$ แต่มี $\epsilon 2$ ช่วยลดทอนบางส่วน

ยีน MTHFR เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญโฟเลต ซึ่งส่งผลต่อระดับโฮโมซิสเทอีนในเลือด การอ่านผลบน MassARRAY จะดูจาก Reference Allele (อัลลีลอ้างอิง) เปรียบเทียบกับ Alternative Alleles (อัลลีลกลายพันธุ์) เช่น rs1801133 (677G>T) และ rs1801131 (1298T>G) การมี Variant ในทั้งสองตำแหน่ง (Compound Heterozygous) จะส่งผลต่อระดับเอนไซม์อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความเสี่ยงต่อ Late-onset AD

Executive Summary

MassARRAY Panel Design for Alzheimer's Disease Risk Detection

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease; AD) เป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมทั่วโลก โดยมีบทบาทของปัจจัยทางพันธุกรรมสูงถึง 60–80% โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ชนิดเริ่มเป็นช้า (Late-Onset AD; LOAD) ซึ่งมีลักษณะเป็น polygenic disease คือเกิดจากการทำงานร่วมกันของตัวแปรทางพันธุกรรมหลายตำแหน่ง การประเมินความเสี่ยงในระดับบุคคลจึงจำเป็นต้องใช้การตรวจหลาย SNP พร้อมกันและนำมาวิเคราะห์เป็น Polygenic Risk Score (PRS)

Agena MassARRAY® System เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา custom genetic panel เพื่อการประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากสามารถตรวจวิเคราะห์ SNP ได้หลายตำแหน่งในคราวเดียว ด้วยความแม่นยำสูง ต้นทุนต่อการทดสอบต่ำ และใช้ปริมาณ DNA น้อย เหมาะทั้งสำหรับงานวิจัยขนาดใหญ่และการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการเชิงคลินิกเอกสารฉบับนี้นำเสนอแนวคิดการออกแบบ MassARRAY Panel สำหรับ Alzheimer's Disease Risk Detection โดยผसान

- ยีนหลักระดับสากล เช่น APOE, TREM2, ABCA7, BIN1, SORL1

ร่วมกับ ตำแหน่ง SNP ที่มีความสำคัญในประชากรเอเชีย/ไทย จากข้อมูล GWAS และการศึกษาทางพันธุกรรมระดับภูมิภาค เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของประชากรไทยมากยิ่งขึ้น

เอกสารฉบับนี้นำเสนอแนวคิดการออกแบบ MassARRAY Panel สำหรับ Alzheimer's Disease Risk Detection โดยผลงาน

- ยีนหลักระดับสากล เช่น *APOE*, *TREM2*, *ABCA7*, *BIN1*, *SORL1*
- ร่วมกับ ตำแหน่ง SNP ที่มีความสำคัญในประชากรเอเชีย/ไทย จากข้อมูล GWAS และการศึกษาทางพันธุกรรมระดับภูมิภาค เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของประชากรไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากการทำ Genotyping เพื่อประเมินความเสี่ยง แล้ว แพลตฟอร์ม MassARRAY ยังสามารถต่อยอดสู่

- Epigenetics (DNA methylation analysis) ผ่านระบบ EpiTYPER® เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงชีวโมเลกุลในระยะเริ่มต้นของโรค
- Pharmacogenomics (PGx) เพื่อช่วยเลือกยาและขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้ MassARRAY ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองทางพันธุกรรม แต่เป็น โซลูชันแบบครบวงจร สำหรับงานด้าน Precision Medicine ในโรคอัลไซเมอร์

อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมควรเน้นว่าผลการตรวจสะท้อน “ความเสี่ยง” ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคโดยตรงและควรใช้ประกอบกับข้อมูลทางคลินิก ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้านและมีความรับผิดชอบทางการแพทย์

MassARRAY Panel สำหรับ Alzheimer's Disease Risk Detection เป็นแนวทางที่มีศักยภาพสูงในการนำเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์เข้าสู่การแพทย์แม่นยำในบริบทของประเทศไทย ทั้งในด้านการวิจัย การคัดกรองความเสี่ยง และการวางรากฐานสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยเชิงป้องกันในอนาคต



บริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด
10 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยกสอง
เขตบางแค กทม. 10160
โทร 02 454 8533

Agena®
BIOSCIENCE



lifomicsth



@lifomics



www.lifomics.com